



# CONTENT

**| 01**

보유 성적서

**| 02**

제품 특징점

**| 03**

제품 특징점

**| 04**


제품 상세정보

---

# ABOUT MP GUARD



MP GUARD의 MP는  
Medical PPE(개인 보호 장비/Personal Protective Equipment)의 약자로, 개인 보호용 장비와 생활 속 방역용품을 전문적으로  
제작하고 있는 국내 브랜드입니다. 아이가 사용해도 해롭지 않게, 더욱 합리적인 가격에 믿을 수 있는 제품을 제공하기 위해 매  
일매일, 진심으로 만듭니다.



01

Retention report

보유 성적서





## MP GUARD가 만들면 다릅니다

### 국내산 일회용 마스크

꼼꼼한 품질 검사와 테스트, 인증까지! 개인 방역용품 전문업체 **MPGUARD**가 만드는 프리미엄 제품입니다.

### 더욱더 안전하게

**MPGUARD** 마스크는 사용자가 마음 놓고 사용 할 수 있도록 믿을 수 있는 성적서를 다수 보유하고 있습니다.

## 성적서 최다 보유

### 2020년 6월, 더욱 강화된 테스트 기준 통과

매일매일 지켜줄 마스크를 만들기 위해, 더욱 안전한 마스크이기 위해 FDA 인증 및 각종 시험을 통과하여 안전한 마스크를 만들었습니다.





## 의약외품 KF-AD 인증



### 식품의약품안전처

#### 한국식품의약품안전처 인증 완료

MP GUARD의 마스크는 식약처에서 비말차단마스크 (KF-AD)로 인증 완료된 **의약외품**입니다.

#### 의약품안전나라에서 인증 확인하세요

의약품안전나라에서 '주식회사엠피가드' 혹은 품목기준코드 202007853(대형), 202007852(소형)을 검색하세요.

## FDA인증 및 각종 인증서



기업인증번호 10072021

제품번호 D405243

### 국내산 일회용 마스크

꼼꼼한 품질 검사와 테스트, 인증까지! 개인 방역용품 전문업체 **MPGUARD**가 만드는 프리미엄 제품입니다.

### 매년 엄격한 관리

美 FDA는 각 제품별 인증번호, 기업별 인증번호를 부여해 매년 관리하고 있습니다.  
공신력있는 기준을 통해 엄격하게 관리되는 만큼 더욱 신뢰할 수 있습니다.

### 국가인증기관 KATRi 성적서

**MPGUARD**는 국가인증기관 KATRi의 성적서를 다수 보유하고 있습니다.  
고객님들이 가장 궁금해하실 정보를 골라 골라 꼼꼼히 테스트했습니다.

## KC기준에 부합 안전한 사용

### 가장 순한 마스크

36개월 아동도 사용 가능  
각종 유해성분에서 안전한 마스크

### ISO 기준 또한 만족

글로벌 스탠다드 ISO 기준 만족  
(ISO 3071/ISO 14184-1/ISO 18254-1 등)

## 시험결과

|        |     |
|--------|-----|
| PH     | 6.7 |
| 폼알데하이드 | 미검출 |
| 아릴아민   |     |

✓ 36개월 아동 기준 안전

## 시험결과

|       |                |
|-------|----------------|
| 권 X X | 전원<br>반응<br>없음 |
| 이 X X |                |
| 김 X X |                |
| 최 X X |                |
| ⋮     |                |
| 인 X X |                |
| 김 X X |                |

✓ 피부 PATCH 시험 결과

# 피부자극테스트 완료

## 피검자 전원 반응없음

피부에 24시간동안 부착해도 아무 반응 없는  
저자극 마스크

|          |                 |
|----------|-----------------|
| KATRI NO | SAAA20-00029365 |
| 시험·검사목적  | 품질관리용           |

## 시험편의 자극지수 음성

현미경하에서 피부 레프리카를 관찰하여 미세한  
자극정도를 확인한 결과 자극지수는 0

# 비말차단 마스크 품질검사 PASS

## 7개 항목 모두 적합판정

발행번호 R20200703-0001  
비말마스크 품질검사 적합판정

|         |                  |
|---------|------------------|
| 발행번호    | R20200703-0001   |
| 시험·검사목적 | 의약품(의약외품)   품질검사 |

## 액체 저항성 시험 PASS

비말차단마스크의 핵심 / 액체 저항성 테스트도 PASS

|           |                                 |    |
|-----------|---------------------------------|----|
| 액체 저항성 시험 | 30분간 비커의 물이 필터를 통과하여 떨어지지 않아야 함 | 적합 |
|-----------|---------------------------------|----|

## 시험결과

|             |                |
|-------------|----------------|
| 성상          | 7종<br>모두<br>적합 |
| 형상시험        |                |
| 순도(산or 알칼리) |                |
| 순도(형광)      |                |
| 순도(색상)      |                |
| 순도(포름알데하이드) |                |
| 액체 저항성 시험   |                |



품질검사 7종 모두 적합

## 시험결과

|             |                |
|-------------|----------------|
| 성상          | 8종<br>모두<br>적합 |
| 형상시험        |                |
| 순도(산or 알칼리) |                |
| 순도(형광)      |                |
| 순도(색상)      |                |
| 순도(포름알데하이드) |                |
| 강도          |                |
| 액체 저항성 시험   |                |

✓ 8종 모두 적합

수술용 마스크  
테스트 PASS

## 8개 항목 모두 적합판정

대/소형 별도로 발급받아 더욱 신뢰 가능

|         |  |
|---------|--|
| 발행번호    | R20200907-0012(소형)<br>R20200907-0013(대형) |
| 시험·검사목적 | 의약품(의약외품)  <br>허가, 인증신청 및 신고 검사          |

## 최고의 품질 MB필터

### 분집포집 효율 우수

염화나트륨, 파라핀오일을 사용한  
분집포집효율 테스트 결과 우수

### 다수의 관련 성적서

산/알칼리, 형광, 페놀프탈레인 시액,  
메틸오렌지 시액, 포름알데히드 성적서



## MB(MELT BLOWN)필터란?

정전기를 발생시켜 비말과 미세먼지를 효과적으로 차단하는 필터입니다.  
올바른 MB 필터는 불에 타지 않고 녹습니다.

## 시험결과

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 비소(As)         | 14종<br>모두<br>미검출 |
| 카드뮴(Cd)        |                  |
| 납(Pb)          |                  |
| 수은(Hg)<br>⋮    |                  |
| DNOP(117-84-0) |                  |
| BBP(85-68-7)   |                  |



14종 유해물질에서 안전

용출성 중금속과  
가소제 테스트

## 8개 용출성 중금속 테스트

8종의 용출성 중금속 모두 / 검출한계 미만 검출 (2~5 미만)

|         |     |
|---------|-----|
| 크로뮴(CR) | 5미만 |
| 납(pb)   | 5미만 |
| 수은(Hg)  | 2미만 |
| 셀레늄(Se) | 5미만 |

## 6대 가소제 테스트

6종의 프탈레이트계 가소제 모두검출한계 미만 검출 (0.01 미만)

|  |         |
|--|---------|
| 프탈레이트계 가소제 총 함유량 (%) : KS F 9999<br>Di-n-octyl phthalate(DNOP) (117-84-0)<br>Di-(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP) (117-89-7)<br>Butylbenzyl phthalate(BBP) (85-68-7) | 0.01 미만 |
|--|---------|

02

Product descriptions

제품 소개



# 가족을 위한 마음으로 만듭니다

## 36개월 아동도 사용 가능한

가족을 위한 마음으로 원가가 비싸지더라도 고품질 원자재만을 고집하여 만들었습니다.  
36개월 아동도 유해성분, 알려지 걱정 없이 사용 할 수 있는 프리미엄 마스크 입니다.



## 대형 (175mm) 3-PLY 마스크

- 식약처 의약외품 KF-AD 인증 완료
- 미국 FDA / KC / KATRI 인증&테스트 완료
- 비말차단용 마스크 테스트 적합 판정
- MB필터 사용
- 폼알데하이드, 노닐페놀 미검출
- 국산 고탄력 이어링밴드와 노즈클립
- 3중 필터형 구조
- 입체 주름으로 얼굴 풀 커버



## 소형 (145mm) 3-PLY 마스크

- 식약처 의약외품 KF-AD 인증 완료
- 미국 FDA / KC / KATRI 인증&테스트 완료
- 비말차단용 마스크 테스트 적합 판정
- MB필터 사용
- 폼알데하이드, 노닐페놀 미검출
- 국산 고탄력 이어링밴드와 노즈클립
- 3중 필터형 구조
- 입체 주름으로 얼굴 풀 커버



# 제품 소개



## 선물패키지 대형 마스크

• 200매 / 300매 패키지



03

Product features


제품 특징점



## 하루종일 편안하고 쾌적하게

미국 식품의약국 **FDA** 승인 완료  
식약처 의약외품 **KF-AD** 인증 완료

멜트브라운 필터가 포함된 3중 필터구조로  
외부로부터 효과적으로 보호



WHY?

01

## 최고의 원자재

타사 대비 원자재 비용에 30% 이상 더 투자하여 만들었습니다.

04

## 100% 정품 출고

MP GUARD의 마스크는 절대 저렴한 제품과 박스같이 하지 않습니다.

02

## 디테일한 마감

국내에서 꼼꼼하게 제작했습니다. 재봉라인의 디테일을 확인하세요.

03

## 국산 밴드와 코편

저렴한 중국산을 사용하지 않습니다. 국산 제품의 편안함을 느껴보세요.

## 시중 최고가 최고급 원단 사용



MP GUARD 마스크

### 한 번 써본 사람이 다시 찾는 이유

타사 대비 더욱 두꺼운 부직포와  
멜트블로운 원단으로 제작된 마스크는  
굵거나 비벼도 보풀이 잘 일어나지 않아  
호흡기에 자극을 주지 않습니다.



타사 마스크

### 오래 쓰고 있어도 안심

최고급 원단을 사용하여  
올바르게 착용하기만 하면  
차단 효과가 오래도록 유지됩니다.

## 2.8배 늘어나는 국산 이어밴드



### 2.8배 늘어나는 국산 이어밴드

마스크에 들어가는 밴드는 타사 대비 20mm 더 길고, 3배 가까이 늘어나는 프리미엄 제품입니다. 하루 종일 끼고 있어도 조임 없이 편안함을 느낄 수 있습니다.

# 이중 와이어로 튼튼한 국산 노즈클립




## 이중 와이어로 튼튼한 국산 노즈클립

저렴한 중국산과는 다릅니다. 참 편한 마스크에 들어가는 노즈클립은 한 번 형상을 잡아 주면 눌러준 모양 그대로 오래오래 유지되는 국산 제품입니다. 뒤틀림, 흘러내림, 김 서림에 강합니다.

product features

# 제품 특징점



## 포장도 안전하게 의약품 케이스 개별포장

### 국내산 일회용 마스크

의약품과 식품에 사용되는 전용 케이스를 사용하여 안전하게 포장했습니다.

### 오염의 최소화, 진공포장

접촉에 의한 오염을 최소화하기 위해 10장씩 소 포장하여 담았습니다.

### 1장씩 뽑아 쓰는 편리함


참 편한 마스크는 한 장씩 뽑아 쓰는 형태로 제작되었습니다. 외부에서 오는 오염은 최소화하고 편리함은 더했습니다.



04

Product detail

제품 상세정보



|            | MP GUARD<br>대형 (성인용) | MP KIDS<br>소형 (아동용) |
|------------|----------------------|---------------------|
| A(가로)      | 175mm                | 145mm               |
| B(세로)      | 95mm                 | 95mm                |
| C(밴드 총 길이) | 175mm                | 175mm               |
| D(밴드 두께)   | 2.5mm                | 2.5mm               |

\* 실제품과 1cm정도의 오차가 있을 수 있습니다.

## MP GUARD 3-PLY 마스크

| 제품명    | 박스 사이즈      | 중량   | 수량     |
|--------|-------------|------|--------|
| 대형 마스크 | 525X395X430 | 11Kg | 2000 장 |

## C/T정보 및 팔레트 정보

## MP KIDS 우리아이 안심 마스크

| 제품명    | 박스 사이즈      | 중량    | 수량     |
|--------|-------------|-------|--------|
| 소형 마스크 | 525X335X430 | 9.1Kg | 2000 장 |

## 팔레트 정보(공통)

| 1 팔레트      | 수량      |
|------------|---------|
| 6x4 (24박스) | 48000 장 |



T. 031-429-9520  
F. 031-429-9521